



MyoClean™ is de speciaal ontwikkelde antibacteriële reinigungsoplossing voor trainers. De MyoClean™ antibacteriële reinigingstabletten houden de trainers hygiënisch schoon, verwijderen aanslag en geven de trainer een frisse mintsmaak.

MyoClean™ tabletten zijn in deze praktijk verkrijgbaar in een verpakking van 12 stuks. Elke tablet is individueel verpakt voor het behoud van de antibacteriële werking. In ieder verpakking is een gebruikshandleiding bijgesloten in het Nederlands en in diverse andere talen.

Reinig uw trainer 1x per week met een MyoClean™ bruistablet.

De instructies voor het gebruik zijn eenvoudig op te volgen:

- Plaats 1 MyoClean™ tablet in een glas lauw water.
- Zodra de tablet is opgelost, legt u de trainer minstens 15 minuten (of langer indien gewenst) in de reinigingsvloeistof.
- Spoel de trainer daarna af onder stromend water, droog hem goed af en berg hem op in het daarvoor bestemde doosje.

OMFT-Zeeland

Liset Maas-Houtekamer, OMFT-logopedist
Zr. Van Donkstraat 30, 4341LT Arnemuiden / Loskade 29, 4331 HW Middelburg
info@omftzeeland.nl / www.omftzeeland.nl